



**Volk Optical Inc.**  
7893 Enterprise Drive  
Mentor, OH 44060 USA  
Tel.: 440-942-6161  
Fax: 440-942-2257  
E-mail: volk@volk.com



**Rappresentante UE:**  
Keeler Limited  
Clewer Hill Road  
Windsor  
Berkshire SL4 4AA Regno Unito  
+44 (0) 1753 857177



## Lenti monouso per vitrectomia a immagine diretta Volk Optical

- STERILI. STERILIZZATE CON OSSIDO DI ETILENE.
- SOLO MONOUSO.
- NON UTILIZZARE SE LA CONFEZIONE È APERTA O DANNEGGIATA.
- LA LEGGE FEDERALE DEGLI STATI UNITI LIMITA LA VENDITA DI QUESTO DISPOSITIVO DA PARTE DI O SU PRESCRIZIONE DI UN MEDICO.

## ITALIANO: ISTRUZIONI PER L'USO

### DESTINAZIONE D'USO

Le lenti monouso per vitrectomia Volk sono indicate per essere utilizzate come lenti diagnostiche per l'esame del fondo oculare e nella terapia di anomalie intraoculari. I dispositivi sono sistemi di lenti sterili, monouso, usa e getta.

### SPECIFICHE

Prodotto:	Codice prodotto	Ingrandimento	Campo visivo
Lenti piatte usa e getta per vitrectomia a immagine diretta	VFD	1.00x	36°
Lenti usa e getta per vitrectomia con ingrandimento 1.5x a immagine diretta	VMD	1.50x	30°
Lenti usa e getta ad ampio campo per vitrectomia a immagine diretta	VWFD	0.50x	48°
Lenti usa e getta con prisma a 30° per vitrectomia a immagine diretta	V30PD	0.80x	33° (offset 30°)
Lenti biconcave usa e getta per vitrectomia a immagine diretta	VBCD	1.00x	25°
Lenti SSV piatte usa e getta a immagine diretta	VFLATSSVD	0.92x	30°



### AVVERTENZE

1. Non immergere il dispositivo in un prodotto decontaminante prima dell'uso.
2. Ispezionare la/lle superficie/i di contatto per assicurarsi che siano prive di danni (per es. schegge, graffi, ecc.). Non utilizzare né riparare se il dispositivo è danneggiato.



### PRECAUZIONI

1. Non tentare di utilizzare le lenti monouso per vitrectomia Volk prima di aver letto e compreso completamente queste istruzioni per l'uso.
2. Da utilizzare da parte di un medico abilitato in un metodo in linea con altre lenti oftalmoscopiche per vitrectomia a immagine diretta.
3. È necessario ispezionare la confezione sterile e le lenti prima dell'uso.
4. Le lenti monouso per vitrectomia Volk sono concepite per essere utilizzate su un solo paziente.
5. Non riutilizzare né riutilizzare.
6. Questo dispositivo è imballato e sterilizzato solo per uso singolo. Non riutilizzare, riciclare né riutilizzare. Il riutilizzo, il riciclo o la riesterilizzazione potrebbero creare un rischio di contaminazione /o provocare infezioni o infezioni crociate al paziente, inclusa, ma non limitata a, la trasmissione di malattie infettive da un paziente all'altro. La contaminazione del dispositivo potrebbe portare a lesioni, malattia o morte del paziente.

### DATA "DI SCADENZA"

Utilizzare il dispositivo prima della data di scadenza indicata sull'etichetta della confezione.

### ISTRUZIONI PER L'USO SUGGERITE

1. Togliere le lenti dalla confezione e metterle in un'area di lavoro sterile.
2. Tutti i design delle lenti richiedono l'applicazione di metilcellulosa o altra soluzione viscosa simile sulla superficie di contatto concava (cioè tra la cornea e il dispositivo).
3. Le lenti monouso per vitrectomia Volk sono lenti chirurgiche che aiutano a migliorare l'accuratezza e la chiarezza delle immagini della parte posteriore e periferica della retina e del corpo vitreo durante l'intervento chirurgico. La lente viene installata nella cornea e aiuta ad accrescere l'ingrandimento.



Sterilizzato utilizzando ossido di etilene



Non riutilizzare.



Consultare le istruzioni per l'uso per informazioni precauzionali importanti.



Non utilizzare se la confezione è danneggiata o aperta.



Data di scadenza.



Numero di lotto



Numero di riferimento



Produttore



 **Volk Optical Inc.**  
7893 Enterprise Drive  
Mentor, OH 44060 USA  
Tel.: 440-942-6161  
Fax: 440-942-2257  
E-mail: [volk@volk.com](mailto:volk@volk.com)



**Rappresentante UE:**  
Keeler Limited  
Clewer Hill Road  
Windsor  
Berkshire SL4 4AA Regno Unito  
+44 (0) 1753 857177



Rappresentante autorizzato nella Comunità europea